

2. 高血圧症

- 疾患名：本態性高血圧
- アウトライン：

「65 歳女性。高血圧治療に対するエナラプリルによる空咳の副作用歴あり（呼吸困難を伴う舌、喉頭の腫脹）。以降、テルミサルタンでコントロールするが、1 年後、心房細動を伴う慢性心不全（NYHA 分類Ⅰ度）のため、カルベジロールの追加。2 週間後、この副作用で徐脈が起こる。」
- LLEAP 情報：
 - ✓ 受講者への概要：65 歳女性。高血圧治療に対する副作用歴から薬物変更。副作用の確認とその後の治療における薬効と副作用の確認を行う。
 - ✓ 学習目標：全身観察、心電図変化や脈拍のリズムについて理解する。
 - ✓ 名前：延岡 花子（のべおか はなこ）
 - ✓ 身長：157 cm
 - ✓ 体重：54 Kg



(処方)

レニベース錠 5 mg ^(注1) 1 回 1 錠 (1 日 1 錠)
1 日 1 回 朝食後 7 日分
(注 1: エナラプリルマレイン酸塩 5 mg を含む錠剤)

(処方)

ミカルディス錠 40 mg ^(注2) 1 回 1 錠 (1 日 1 錠)
1 日 1 回 朝食後 7 日分
(注 2: テルミサルタン 40 mg を含む錠剤)

(処方)

ミカルディス錠 40 mg ^(注3) 1 回 1 錠 (1 日 1 錠)
1 日 1 回 朝食後 7 日分
アーチスト錠 1.25 mg ^(注4) 1 回 1 錠 (1 日 2 錠)
1 日 2 回 朝・夕食後 7 日分

(注 3: テルミサルタン 40 mg を含む錠剤)
(注 4: カルベジロール 1.25 mg を含む錠剤)

シムマン 3G を使用したコアカリ提示代表的 8 疾患シナリオプログラム 解説

● 高機能患者シミュレータ SimMan 3G への詳細なプログラム設定の内訳

	A	B	C
心音 A	標準 90	標準 90	標準 90
P	標準 90	標準 90	標準 90
T	標準 90	標準 90	標準 90
M	標準 90	標準 90	標準 90
前肺音右上	標準 20	標準 20	標準 20
右中	標準 0	標準 0	標準 0
右下	標準 0	標準 0	標準 0
左上	標準 20	標準 20	標準 20
左下	標準 0	標準 0	標準 0
後肺音右上	標準 20	標準 20	標準 20
右下	標準 0	標準 0	標準 0
左上	標準 20	標準 20	標準 20
左下	標準 0	標準 0	標準 0
腸音	標準 50	標準 50	標準 50
心電図	洞調律	心房細動	洞徐脈
脈拍(/min)	76 整	78 整	50 整
血圧(mmHg)	126/68	132/80	98/52
呼吸数(/min)	16	16	14
SpO ₂ (%)	94	97	97
体温(°C)	36.6	36.7	36.8
その他(舌・咽頭の浮腫)	○		
声(声も出しづらい、水も飲みにく)	○		

心音、肺音、腸音の数値は、スピーカーから流れる音量(%)を示している。