

# Kuva- ja ääniohje – etäkoulutukset

## Asiakkaan koulutustila – kuva ja ääni



**Simulaattorikoulutuksissa** web-kamera suunnattuna niin, että koko potilassimulaattori näkyy. Paras kuvakulma jalkopäästä ja hieman yläviistosta. Ohjauslaite ja potilasmonitori mahdollisuuksien mukaan kuvan etualalle. Äänen välittämiseen kouluttajalle web-kameran mikrofoni tai ulkoinen mikrofoni.

**SimCapture, SimView ja LLEAP** koulutuksissa TeamViewer-etähallintaohjelma, joka mahdollistaa kouluttajalle pääsyn ohjelmaan ja käyttäjän koneen työpöydälle.

## I Asiakkaan koulutustila – kuva ja ääni kouluttajalta.



Kuvalle iso näyttö tai televisio. Äänelle kaiuttimet.

Kuvan ja äänen välittämiseen riittävän vahva verkko(kaapeli). Yhteyskokeilu ennen koulutusta.

Juha-Pekka Laakso, Laerdal +358 40 5504888 juha-pekka.laakso@laerdal.com